

Pojízdný odkládací stolek s nastavitelnou výškou

Art. Číslo 476654



Důkladně si přečtěte celou příručku, než noční stolek RFM sestavíte, nastavíte, nebo poprvé uvedete do provozu.

Zamýšlené použití

Pro lidi, kteří jsou kvůli nemoci upoutáni na lůžko nebo po operaci zpočátku nemohou opustit lůžko, je stolek vhodný jako podpora při jídle/pití a také jako místo pro odpočinek. Kolečka na spodním konci rámu umožňují individuální nastavení stolku do polohy u postele, čímž se vyhnete namáhavým pohybům. Výškové nastavení umožňuje dosáhnout předmětů nebo nádobí bez ohledu na velikost/výšku postele.

Montáž/obsluha

- Stolek je dodáván předmontovaný. Proto prosím prověřte kompletnost dodávky.
- Odstraňte spodní rám a připevněte k němu kolečka. Ujistěte se, že kolečka s brzdami jsou na vnějších/zadních koncích rámu.
- Vyrovnajte horní rám s deskou stolu a upevněte jej ke spodnímu rámu černým zajišťovacím šroubem.
- Pod deskou stolu je červený napínací šroub. Chcete-li upravit sklon desky stolu, povolte jej. Tím se uvolní ozubení. Poté nastavte desku stolu do požadovaného sklonu a opět napínací šroub utáhněte. Ujistěte se, že se ozubení opět zavře.
- Výšku nočního stolku můžete regulovat pomocí vroubkovaného šroubu na rámu.
- Pro zajištění stability zajistěte dvě brzdy na zadních kolech.



popis obrázku zleva ve směru hod. ručiček: sloup, vroubkovaný šroub, napínací šroub, kolečka, brzda



Bezpečnostní pokyny

- Noční stolek RFM je zamýšlen pro domácí použití a před každým použitím byste měli prověřit, zda je pevně utažen vroubkovaný šroub a napínací šroub!
- Prověřte funkčnost brzd na kolečkách!
- **Rozbitý noční stolek nepoužívejte!** Pokud se vyskytnou chyby či nějaké změny na materiálu, obraťte se na odborného prodejce.
- Neopírejte se vahou těla o desku stolu a nevytahujte se nahoru za noční stolek do pozice sedu. Noční stolek se dá naklápět a je určen pouze k odkládání předmětů! Maximální nosnost je 18 kg!

Čištění/Vícenásobné použití

Noční stolek pravidelně čistěte jemnou mýdlovou vodou a čistou vodou. Pro osušení použijte měkký hadřík. K dezinfikování nočního stolku použijte komerčně dostupný dezinfekční prostředek.

Noční stolek je určen k dennímu použití. Může jej používat několik lidí. Než bude stolek používán jinou osobou nebo se stane majetkem jiné osoby, je nutné jej důkladně vyčistit a vydezinfikovat. Chcete-li to provést, měli byste postupovat tak, jak je popsáno výše.

Údržba

Noční stolek RFM je bezúdržbový. Pokud si všimnete, že brzdy na kolečkách slábnou, že tlačítka zcela nezapadnou nebo že šrouby nejdou pevně utáhnout, kontaktujte svého specializovaného prodejce!

Nepoužívejte poškozený noční stolek!

Skladování

Noční stolek chraňte před vlhkostí a umístěte jej na bezpečné místo, abyste chránili před poškozením tyče, desku a kolečka!

Rozsah dodávky

noční stolek RFM

příručka

vnější obal/plastový sáček

Technická data/rozměry a hmotnost

šířka: 61 cm

hloubka: 45 cm

deska stolu: 62 x 41 cm

hmotnost: 7,5 kg

rozměr složeného: 57 x 85 cm

nastavitelnost výšky: 72-94 cm

maximální zatížení: 18 kg

materiál: lakovaná ocel (rámy), plast/PA (kolečka), plast/povrchová úprava (deska stolu/ochranné okraje)